

DHL WORLDWIDE MEDICAL EXPRESS



Στην DHL κατανοούμε τη σημασία της ασφαλούς μεταφοράς των ευπαθών προϊόντων, όπως βιολογικά δείγματα, ιατροφαρμακευτικά προϊόντα και τρόφιμα. Για το λόγο αυτό, σχεδιάσαμε την υπηρεσία Worldwide Medical Express που είναι ιδανική για τη διατήρηση της αποστολής σε προκαθορισμένα επίπεδα θερμοκρασίας, όσο διαρκεί η μεταφορά.

Η υπηρεσία Worldwide Medical Express εξασφαλίζει ότι η αποστολή θα φτάσει στον προορισμό της όχι απλά γρήγορα, αλλά και αναλλοίωτη από εξωτερικούς παράγοντες, καθώς συνδυάζει την ταχύτητα των Υπηρεσιών Ταχυμεταφοράς με την ασφάλεια των Συσκευασιών Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας της DHL.

Συνδυασμός Ταχύτητας και Ασφάλειας στην Απαιτούμενη Θερμοκρασία

Οι συσκευασίες Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας της DHL είναι εγκεκριμένες από τη Διεθνή Αεροπορική Ένωση Μεταφορών (IATA) και έχουν περάσει επιτυχώς σειρά από ελέγχους, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να διατηρούν το περιεχόμενο της αποστολής σε θερμοκρασία συντήρησης ή ψύξης για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια. Οι συσκευασίες αυτές προσφέρονται σε μεγάλο εύρος συνδυασμών για να καλύψουν τις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες κάθε αποστολής.

Ανάλογα με την απαιτούμενη θερμοκρασία, το είδος, την ποσότητα και τον προορισμό της κάθε αποστολής, το

εκπαιδευμένο προσωπικό της DHL σας προτείνει τον κατάλληλο συνδυασμό Συσκευασιών Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας και αναλαμβάνει να σας παραδοθούν για την προετοιμασία της αποστολής σας.

Με ένα τηλεφώνημα στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της DHL (210-98 90000 για την Αθήνα και 2310-470000 για τη Θεσσαλονίκη), οργανώνουμε την ταχυμεταφορά των ιδιαίτερα ευαίσθητων αποστολών σας εύκολα, γρήγορα και σίγουρα.





Προτεινόμενες Συσκευασίες Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας

Μπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω Συνδυασμούς Συσκευασιών Ελεγχόμενης Θερμοκρασίας που σας προτείνει η DHL, ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιεχομένου της αποστολής σας:

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 2-8°C

Διαθέσιμο Συνδυασμό	Ώρες
Solution 3.0	48 ώρες
Solution 4.0	48 ώρες
Solution 5.0	72 ώρες
Solution 6.0	105 ώρες

Η θερμοκρασία συντήρησης εξασφαλίζεται με την προσάρτηση παγοκυστών **υγρού πάγου** στις ισοθερμικές συσκευασίες. Το είδος και η ποσότητα των παγοκυστών ποικίλει ανάλογα με την επιθυμητή διάρκεια διατήρησης της θερμοκρασίας. Για τις επείγουσες αποστολές, η DHL μπορεί να σας προμηθεύσει με ήδη παγωμένες παγοκύστες*.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΞΗΣ -20°C

Διαθέσιμο Συνδυασμό	Ώρες
Solution 8.0	48 ώρες
Solution 9.0	66 ώρες
Solution 10.0	120 ώρες

Η θερμοκρασία ψύξης εξασφαλίζεται με την προσθήκη **ξηρού πάγου** στις ισοθερμικές συσκευασίες. Η ποσότητα του ξηρού πάγου προσδιορίζει τη διάρκεια διατήρησης της θερμοκρασίας. Η DHL μπορεί να σας προμηθεύσει με ξηρό πάγο*.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ειδικά για την αποστολή μη μολυσματικών βιολογικών δειγμάτων, όπως αίματος, ορού και κυττάρων, η DHL σας προτείνει το ολοκληρωμένο σύστημα συσκευασίας **Diagnostic Specimen Shipper** που εξασφαλίζει την απόλυτα ασφαλή μεταφορά τους.

Εξωτερικές Διαστάσεις:
12,5 εκ. x 12,5 εκ. x 21,5 εκ. (ΜxΠxΥ)



ΙΣΟΘΕΡΜΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ

Μικρή Συσκευασία (SB 10)



Εξωτερικές Διαστάσεις:
32,4 εκ. x 18,6 εκ. x 25,8 εκ. (ΜxΠxΥ)
Διαθέσιμος εσωτερικός χώρος:
25,5 εκ. x 12,0 εκ. x 18,5 εκ. (ΜxΠxΥ)

Μεσαία Συσκευασία (SB 20)



Εξωτερικές Διαστάσεις:
34,9 εκ. x 19,9 εκ. x 39,9 εκ. (ΜxΠxΥ)
Διαθέσιμος εσωτερικός χώρος:
28,0 εκ. x 15,0 εκ. x 32,0 εκ. (ΜxΠxΥ)

Μεγάλη Συσκευασία (SB 30)



Εξωτερικές Διαστάσεις:
51,9 εκ. x 37,4 εκ. x 43,8 εκ. (ΜxΠxΥ)
Διαθέσιμος εσωτερικός χώρος:
38,0 εκ. x 23,5 εκ. x 37,0 εκ. (ΜxΠxΥ)

